

SCHEDA TECNICA

Rev. 1.0 - 26 maggio 2025

BILANCIA PESANEONATI DIGITALE



IDENTIFICAZIONE

Codice dispositivo	336 7021098
Fabbricante	seca GmbH & Co. KG
Società autorizzata alla distribuzione in Italia	Captotek S.r.l. Via Cassanese, 224 Palazzo Giotto – 22054 Segrate (MI)
Dispositivo medico	Si
Codice CND	Z12080402
ID registrazione BD/RDM	1799823/R
Dichiarazione di conformità del fabbricante	Si
Conformità alla direttiva 93/42/CEE	Si
Classe del dispositivo medico	Im
Classe di approvazione	III
Classe e tipo CEI 62-5	IIB



IMMAGINI

Dettagli



DATI GENERALI

Standard applicati	EN 45501 - EN 60601-1
Compatibilità elettromagnetica	IEC 60601-1-2
Sterile	No
Monouso	No
Latex Free	Si
Anno immissione in commercio	2018
Garanzia	12 mesi per difetti di fabbrica ad esclusione delle parti soggette a usura

DESTINAZIONE D'USO

La bilancia seca 336 è indicata per uso medico per la determinazione del peso nei neonati. È impiegata principalmente negli ospedali e ambulatori per rilevare il peso alla nascita e per verificare l'aumento di peso durante la crescita.

CARATTERISTICHE DESCRITTIVE

Bilancia pesa neonati elettronica alimentata a batterie, con ampio display illuminato LCD, unisce tecnologia innovativa e design salva-spazio. Dato il peso minimo e la maniglia integrata, la bilancia è facile da trasportare ed è subito pronta per essere usata ovunque.

Le principali funzioni della bilancia seca 336:

- TARA, per escludere il contributo di pesi addizionali quali pannolini o coperte.
- HOLD, per visualizzare il risultato della pesata sul display anche dopo che il bambino è stato tolto dalla bilancia.
- BMIF, per considerare il peso dovuto al latte assunto dal bambino.
- Damping, per determinare il peso preciso anche in presenza di artefatti causati dai movimenti del bambino.



La bilancia seca 336 può essere dotata di accessori opzionali tra cui l'altimetro digitale seca 234 o l'altimetro analogico seca 232 n per rilevare contemporaneamente peso e altezza del bambino, i carrelli seca 403 e 402 per il supporto mobile della bilancia, la borsa di trasporto seca 428.

CARATTERISTICHE TECNICHE

BILANCIA PESANEONATI DIGITALI

Portata	20 kg
Divisione	5 g < 10 kg > 10 g
Dimensioni (L x A x P)	650 x 110 x 308 mm
Dimensioni piatto di pesata	645 x 40 x 290 mm
Peso	3.7 kg
Alimentazione elettrica	- 6 batterie tipo AA - Alimentatore a rete elettrica opzionale.
Funzioni	- TARA - BMIF - HOLD - Auto HOLD - RESET - Regolazione delle impostazioni iniziali - Damping - Cambio automatico della divisione - Tasto di conferma - Spegnimento automatico - Bilancia portatile
Condizioni ambientali di utilizzo - Temperatura - Pressione atmosferica - Umidità dell'aria	Da +10 °C a +40 °C (da 50 °F a 140 °F) 700 hPa - 1060 hPa 30 % - 80 % senza formazione di condensa
Condizioni ambientali di stoccaggio - Temperatura - Pressione atmosferica - Umidità dell'aria	Da -10 °C a +60 °C (da 14 °F a 140 °F) 700 hPa - 1060 hPa 0 % - 95 % senza formazione di condensa
Condizioni ambientali di trasporto - Temperatura - Pressione atmosferica - Umidità dell'aria	Da -10 °C a +60 °C (da 14 °F a 140 °F) 700 hPa - 1060 hPa 0 % - 95 % senza formazione di condensa



INFORMAZIONI UTILI*

Controindicazioni e avvertenze	L'utilizzo di detersivi e disinfettanti non adatti può provocare danni alle superfici delicate dell'apparecchio.
Conservazione	Conservare il dispositivo in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
Manutenzione e pulizia	Far eseguire i lavori di manutenzione e di riparazione solo da personale specializzato.
Modalità di smaltimento	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli preghiamo attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

COMPONENTE	DESCRIZIONE	Pz / confezione
336 7021098	Bilancia pesa neonati elettronica a batterie	1
	Manuale di istruzioni in lingua italiana	1

ACCESSORI

COMPONENTE	DESCRIZIONE	Pz / confezione
232 N	Altimetro per pesa neonati con posizionatore testa-piedi integrato	1
234	Misuratore digitale di altezza per pesa neonati	1
401	Alimentatore a rete	1
402	Carrello mobile	1
403	Carrello mobile con cassetto e ripiano	1
428	Borsa per trasporto	1

CRONOLOGIA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DESCRIZIONE	Data
1.0	Prima emissione della scheda tecnica da parte di Captotek S.r.l.	14.04.2025

AVVERTENZE

Questo documento è stato redatto da Captotek S.r.l in conformità alle specifiche tecniche del prodotto ed è sotto revisione.

È espressamente vietato apportare modifiche anche parziali al documento senza autorizzazione.