

SCHEDA TECNICA

Rev. 1.0 - 26 maggio 2025

BILANCIA PESANEONATI DIGITALE



IDENTIFICAZIONE

Codice dispositivo	376
Fabbricante	seca GmbH & Co. KG
Società autorizzata alla distribuzione in Italia	Captotek S.r.l. Via Cassanese, 224 Palazzo Giotto – 22054 Segrate (MI)
Dispositivo medico	Si
Codice CND	Z12080402
ID registrazione BD/RDM	76914/R
Dichiarazione di conformità del fabbricante	Si
Conformità alla direttiva 93/42/CEE	Si
Classe del dispositivo medico	Im
Classe di approvazione	III
Classe e tipo CEI 62-5	IIB

Captotek S.r.l. a socio unico

Via Cassanese, 224
Palazzo Giotto
20054 Segrate (MI)

T (+39) 02 401 300 30
mail@captotek.com
www.captotek.com

C.F. / P.IVA: 14085180967
PEC: captotek@pec.it
Capitale Sociale 50.000 € i.v.

Registro imprese 14085180967
Numero REA: MI-2760684



IMMAGINI

Applicazioni



DATI GENERALI

Standard applicati	EN 45501 - EN 60601-1
Compatibilità elettromagnetica	IEC 60601-1-2
Sterile	No
Monouso	No
Latex Free	Si
Anno immissione in commercio	2022
Garanzia	12 mesi per difetti di fabbrica ad esclusione delle parti soggette a usura

DESTINAZIONE D'USO

La bilancia seca 376 è indicata per uso medico per la determinazione del peso nei neonati. E' impiegata principalmente negli ospedali e ambulatori per rilevare il peso alla nascita e per verificare l'aumento di peso durante la crescita.

CARATTERISTICHE DESCRITTIVE

Bilancia pesa neonati elettronica con portata fino a 20 kg e divisione di 5 g. Sistema di ammortizzazione integrato per una rapida e precisa pesata anche di bambini irrequieti - le vibrazioni vengono eliminate per il calcolo di un valore di pesatura stabile.

Il suo piatto extra large con il design a forma di conchiglia è perfetto per neonati e infanti fino a 20 kg. L'ampio piatto realizzato con particolari materiali che assorbono rapidamente e riflettono il calore corporeo assicurano una pesata confortevole anche di bambini irrequieti ed offre la massima sicurezza contro cadute accidentali.

Un ampio display a LCD rende facile e veloce la lettura del peso. Con l'aiuto della funzione HOLD, il risultato della pesata rimane sul display anche dopo che il bambino è stato tolto dalla bilancia. Alimentazione a batterie o con



l'alimentatore optional seca 447. Grazie all'altimetro opzionale seca 233 e al posizionatore testa-piedi seca 418 è possibile rilevare contemporaneamente peso e altezza del bambino.

Optional i carrelli seca 403 e 402 per supporto mobile della bilancia seca 376.

CARATTERISTICHE TECNICHE

BILANCIA PESANEONATI DIGITALI

Portata	20 kg
Divisione	5 g < 7.5 kg < 10 g
Dimensioni (L x A x P)	620 x 190 x 358 mm
Dimensioni piatto di pesata	615 x 130 x 275 mm
Peso	3.7 kg
Alimentazione elettrica	A batterie, alimentatore a rete elettrica optional
Funzioni	<ul style="list-style-type: none">- TARA- BMIF- HOLD- Auto-HOLD- Ammortizzatore- Attivazione segnale acustico- RESET- Spegnimento automatico
Condizioni ambientali di utilizzo - Temperatura - Pressione atmosferica - Umidità dell'aria	Da +10 °C a +40 °C (da 50 °F a 140 °F) 700 hPa - 1060 hPa 30 % - 80 % senza formazione di condensa
Condizioni ambientali di stoccaggio - Temperatura - Pressione atmosferica - Umidità dell'aria	Da -10 °C a +60 °C (da 14 °F a 140 °F) 700 hPa - 1060 hPa 0 % - 95 % senza formazione di condensa
Condizioni ambientali di trasporto - Temperatura - Pressione atmosferica - Umidità dell'aria	Da -10 °C a +60 °C (da 14 °F a 140 °F) 700 hPa - 1060 hPa 0 % - 95 % senza formazione di condensa



INFORMAZIONI UTILI*

Controindicazioni e avvertenze	L'utilizzo di detersivi e disinfettanti non adatti può provocare danni alle superfici delicate dell'apparecchio.
Conservazione	Conservare il dispositivo in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
Manutenzione e pulizia	Far eseguire i lavori di manutenzione e di riparazione solo da personale specializzato.
Modalità di smaltimento	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli preghiamo attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

COMPONENTE	DESCRIZIONE	Pz / confezione
376	Bilancia pesa neonati elettronica a batterie	1
	Manuale di istruzioni in lingua italiana	1

ACCESSORI

COMPONENTE	DESCRIZIONE	Pz / confezione
233	Altimetro per pesa neonati con posizionatore testa-piedi integrato	1
447	Alimentatore a rete	1
402	Carrello mobile	1
403	Carrello mobile con cassetto e ripiano	1

CRONOLOGIA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DESCRIZIONE	Data
1.0	Prima emissione della scheda tecnica da parte di Captotek S.r.l.	14.04.2025

AVVERTENZE

Questo documento è stato redatto da Captotek S.r.l in conformità alle specifiche tecniche del prodotto ed è sotto revisione.

È espressamente vietato apportare modifiche anche parziali al documento senza autorizzazione.