

SCHEDA TECNICA

Rev. 1.0 - 26 maggio 2025

BILANCIA ELETTRONICA PESA NEONATI E BAMBINI



IDENTIFICAZIONE

Codice dispositivo	384
Fabbricante	seca GmbH & Co. KG
Società autorizzata alla distribuzione in Italia	Captotek S.r.l. Via Cassanese, 224 Palazzo Giotto – 22054 Segrate (MI)
Dispositivo medico	Si
Codice CND	Z12080402
ID registrazione BD/RDM	76914/R
Dichiarazione di conformità del fabbricante	Si
Conformità alla direttiva 93/42/CEE	Si
Classe del dispositivo medico	Im
Classe di approvazione	III

Captotek S.r.l. a socio unico

Via Cassanese, 224
Palazzo Giotto
20054 Segrate (MI)

T (+39) 02 401 300 30
mail@captotek.com
www.captotek.com

C.F. / P.IVA: 14085180967
PEC: captotek@pec.it
Capitale Sociale 50.000 € i.v.

Registro imprese 14085180967
Numero REA: MI-2760684



IMMAGINI

Dettaglio



Applicazioni



DATI GENERALI

Standard applicati	EN 45501 - EN 60601-1
Compatibilità elettromagnetica	IEC 60601-1-2
Sterile	No
Monouso	No
Latex Free	Si
Anno immissione in commercio	2009
Garanzia	12 mesi per difetti di fabbrica ad esclusione delle parti soggette a usura

DESTINAZIONE D'USO

La bilancia seca 384 è indicata per uso medico per la determinazione del peso nei neonati e nei bambini. E' impiegata principalmente negli ospedali e ambulatori per rilevare il peso alla nascita e per verificare l'aumento di peso durante la crescita. E' indicata anche per uso mobile.

CARATTERISTICHE DESCRITTIVE

Bilancia pesa neonati elettronica dotata di doppia funzione. La bilancia consente la pesata dei neonati e, rimuovendo il piatto con una semplice pressione di un tasto, diventa una robusta bilancia da terra per pesare bambini fino a 20 kg. Piatto e bilancia sono saldamente collegati per una pesata e un trasporto sicuro. La forma morbida e arrotondata del piatto offre una sensazione di sicurezza e protezione del bambino.

Questa bilancia alimentata a batterie, con ampio display LCD, unisce tecnologia innovativa e design salva-spazio. La funzione HOLD consente di visualizzare il risultato della pesata sul display anche dopo che il bambino è stato tolto dalla bilancia e la funzione BMIF (Breast-Milk-Intake-Function) consente di determinare l'esatta quantità di latte bevuto dal bambino durante la poppata.



Optional: l'altimetro seca 417, le pratiche borse di trasporto seca 409, seca 414, seca 431, seca 413 e i carrelli seca 403 e seca 402.

CARATTERISTICHE TECNICHE

BILANCIA ELETTRONICA PESA NEONATI E BAMBINI

Portata	20 kg
Divisione	10 g < 10 kg > 20 g
Dimensioni (L x A x P)	552 x 156 x 341 mm
Dimensioni piatto di pesata	525 x 80 x 250 mm
Dimensioni piattaforma	280 x 65 x 235 mm
Peso	2.5 kg
Alimentazione elettrica	A batterie
Funzioni	- TARA - BMIF - HOLD - Selezione di range di pesata - Spegnimento automatico
Condizioni ambientali di utilizzo	
- Temperatura	Da +10 °C a +40 °C (da 50 °F a 140 °F)
- Pressione atmosferica	700 hPa - 1060 hPa
- Umidità dell'aria	30 % - 80 % senza formazione di condensa
Condizioni ambientali di stoccaggio	
- Temperatura	Da -10 °C a +60 °C (da 14 °F a 140 °F)
- Pressione atmosferica	700 hPa - 1060 hPa
- Umidità dell'aria	0 % - 95 % senza formazione di condensa
Condizioni ambientali di trasporto	
- Temperatura	Da -10 °C a +60 °C (da 14 °F a 140 °F)
- Pressione atmosferica	700 hPa - 1060 hPa
- Umidità dell'aria	0 % - 95 % senza formazione di condensa



INFORMAZIONI UTILI*

Controindicazioni e avvertenze	L'utilizzo di detersivi e disinfettanti non adatti può provocare danni alle superfici delicate dell'apparecchio.
Conservazione	Conservare il dispositivo in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
Manutenzione e pulizia	Far eseguire i lavori di manutenzione e di riparazione solo da personale specializzato.
Modalità di smaltimento	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli preghiamo attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

COMPONENTE	DESCRIZIONE	Pz / confezione
384	Bilancia elettronica pesa neonati e bambini	1
	Manuale di istruzioni in lingua italiana	1

ACCESSORI

COMPONENTE	DESCRIZIONE	Pz / confezione
417	Piano di misurazione per uso mobile	1
409	Zaino per trasporto bilancia insieme al piano di misurazione	1
414	Borsa con maniglie e tracolla per bilancia insieme al piano di misurazione	1
431	Zaino per trasporto bilancia	1
413	Borsa per trasporto bilancia	1
402	Carrello mobile	1
403	Carrello mobile	1

CRONOLOGIA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DESCRIZIONE	Data
1.0	Prima emissione della scheda tecnica da parte di Captotek S.r.l.	14.04.2025

AVVERTENZE

Questo documento è stato redatto da Captotek S.r.l in conformità alle specifiche tecniche del prodotto ed è sotto revisione. È espressamente vietato apportare modifiche anche parziali al documento senza autorizzazione.