

SCHEDA TECNICA

Rev. 1.0 - 26 maggio 2025

**BILANCIA PESAPERSONA DIGITALE DA TERRA
 PER USO MOBILE**



IDENTIFICAZIONE

Codice dispositivo	878 dr
Fabbricante	seca GmbH & Co. KG
Società autorizzata alla distribuzione in Italia	Captotek S.r.l. Via Cassanese, 224 Palazzo Giotto – 22054 Segrate (MI)
Dispositivo medico	Si
Codice CND	V0399
ID registrazione BD/RDM	1702485/R
Dichiarazione di conformità del fabbricante	Si
Conformità alla direttiva 93/42/CEE	Si
Classe del dispositivo medico	Im
Classe di approvazione	III
Classe e tipo CEI 62-5	IIB



IMMAGINI

Pedana



Display



DATI GENERALI

Standard applicati	EN 45501 - EN 60601-1
Compatibilità elettromagnetica	IEC 60601-1-2
Sterile	No
Monouso	No
Latex Free	Si
Anno immissione in commercio	2013
Garanzia	12 mesi per difetti di fabbrica ad esclusione delle parti soggette a usura

DESTINAZIONE D'USO

La bilancia elettronica da terra con doppio display seca 878 dr è impiegata principalmente negli ospedali e ambulatori ed è adatta sia per uso fisso che mobile.

CARATTERISTICHE DESCRITTIVE

Bilancia pesapersona elettronica da terra con caratteristiche ideali per uso mobile in quanto è leggera, robusta, stabile e di grande portata, fino a 200 kg e divisione di 100 g.

E' dotata di doppio display che consente sia al paziente che al personale medico di vedere i risultati da due diverse prospettive allo stesso tempo. Grazie ai tasti a pressione sulla parte frontale della bilancia, può essere accesa con un tocco del piede. E' provvista della funzione "Mamma-Bambino" per pesare un bambino piccolo tenuto in braccio da un adulto.

Funzionamento a batterie di lunga durata. Dopo l'utilizzo la bilancia si spegne automaticamente per risparmiare batterie.

In combinazione allo stadiometro seca 217 optional e all'adattatore seca 437 optional la bilancia seca 878 diventa una stazione mobile di valutazione del peso e dell'altezza. Può essere riposta e trasportata, insieme agli accessori di misurazione, nella comoda borsa seca 414 optional oppure nella borsa a tracolla seca 415 optional.



CARATTERISTICHE TECNICHE

BILANCIA PESAPERSONA DIGITALE DA TERRA PER USO MOBILE

Portata	200 kg
Divisione	100 g < 150 kg > 200 g
Dimensioni (L x A x P)	321 x 61 x 362 mm
Dimensioni piattaforma di pesata	288 x 60 x 280 mm
Peso	4.1 kg
Alimentazione elettrica	A batterie: 6 batterie tipo AA, 1,5 V Alimentatore a rete elettrica optional: 230V / 50Hz / 12V / 150mA
Funzioni	- Funzione mamma/bambino - HOLD - Spegnimento automatico
Condizioni ambientali di utilizzo	
- Temperatura	Da +10 °C a +40 °C (da 50 °F a 140 °F)
- Pressione atmosferica	700 hPa - 1060 hPa
- Umidità dell'aria	30 % - 80 % senza formazione di condensa
Condizioni ambientali di stoccaggio	
- Temperatura	Da -10 °C a +60 °C (da 14 °F a 140 °F)
- Pressione atmosferica	700 hPa - 1060 hPa
- Umidità dell'aria	0 % - 95 % senza formazione di condensa
Condizioni ambientali di trasporto	
- Temperatura	Da -10 °C a +60 °C (da 14 °F a 140 °F)
- Pressione atmosferica	700 hPa - 1060 hPa
- Umidità dell'aria	0 % - 95 % senza formazione di condensa

INFORMAZIONI UTILI*

Controindicazioni e avvertenze	L'utilizzo di detersivi e disinfettanti non adatti può provocare danni alle superfici delicate dell'apparecchio.
Conservazione	Conservare il dispositivo in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
Manutenzione e pulizia	Far eseguire i lavori di manutenzione e di riparazione solo da personale specializzato.
Modalità di smaltimento	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli preghiamo attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

COMPONENTE	DESCRIZIONE	Pz / confezione
878 dr	Bilancia elettronica da terra con doppio display per uso mobile	1
	Manuale di istruzioni in lingua italiana	1

ACCESSORI OPZIONALI

COMPONENTE	DESCRIZIONE	Pz / confezione
217	Altimetro per la misurazione dell'altezza	1
437	Adattatore per combinazione con seca 217	1
447	Alimentatore a rete	1
414	Borsa per trasporto per bilance da terra seca 899, seca 878 e seca 877 in combinazione con lo stadiometro seca 217 e con elemento adattatore seca 437	1
409	Zaino per trasporto per bilance da terra seca 899, seca 878 e seca 877 in combinazione con lo stadiometro seca 217 e con elemento adattatore seca 437	1
415	Borsa per trasporto per bilance da terra seca 878 e seca 877	1

CRONOLOGIA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DESCRIZIONE	Data
1.0	Prima emissione della scheda tecnica da parte di Captotek S.r.l.	14.04.2025

AVVERTENZE

Questo documento è stato redatto da Captotek S.r.l in conformità alle specifiche tecniche del prodotto ed è sotto revisione.

È espressamente vietato apportare modifiche anche parziali al documento senza autorizzazione.