

BILANCIA PESA PERSONE ELETTRONICA DA TERRA

IDENTIFICAZIONE

Codice dispositivo	UC-651BLE-LA
Fabbricante	A&D Company, Limited 3-23-14 Higashi-Ikebukuro, Toshima-Ku, Tokyo, 170-0013, Japan
Rappresentante europeo autorizzato (EC-REP)	Non applicabile
Società autorizzata alla distribuzione in Italia	Captotek S.r.l. Via Cassanese, 224 Palazzo Giotto – 22054 Segrate (MI)
Dispositivo medico	No
Codice CND	Non applicabile
ID registrazione BD/RDM	Non applicabile
Numero certificato marcatura CE	Non applicabile
Ente certificatore	Non applicabile
Dichiarazione di conformità del fabbricante	Non applicabile
Conformità alla direttiva 93/42/CEE	Non applicabile
Classe del dispositivo medico	Non applicabile
Classe e tipo CEI 62-5	Non applicabile

IMMAGINI

Bilancia vista superiore



Bilancia con App A&D



Bilancia vista laterale





DATI GENERALI

Standard applicati	EN 61326-1:2013 EN 50581:2012 EN 62479:2010 EN 301 489-1 V2.1.1 EN 301 489-17 V3.1.1 EN 60950-1:2016 + Amd.11:2009+Amd.1:2010+Amd.12:2011+Amd.2:2013
Compatibilità elettromagnetica	2014/53/UE
Direttiva RoHS	2011/65/UE
Direttiva Reach	Conforme
Sterile	No
Monouso	No
Latex Free	Si
Anno immissione in commercio	2015
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbrica ad esclusione delle parti soggette a usura

DESTINAZIONE D'USO

Bilancia elettronica pesa persone, per uso privato, per misure del peso al domicilio del paziente.

CARATTERISTICHE DESCRITTIVE

Bilancia elettronica pesa persone con tecnologia Bluetooth Smart per trasmettere i dati a Smartphone e Tablet per il mondo Android e iOS.

Indicata per un uso privato per pesare al proprio domicilio, grazie alla sua semplicità d'uso.

Design moderno con una piattaforma durevole in vetro e dimensioni limitate che permettono la conservazione anche in piccoli spazi.

Portata fino a 200 kg.

Divisione di 100 g. fino a 100 kg e 200 g. oltre 100 kg, con variazione automatica in relazione al peso della persona.

Possibilità di selezionare la pesata in Kg o libbre.

Semplice da utilizzare: è sufficiente salire sopra la pedana, non appena sul display appare il numero zero.

Avviso sonoro di termine misurazione.

Memoria di 90 misure.

Funzionamento a batterie alcaline da 1,5 V – tipo AA

App per condividere i dati clinici della pressione arteriosa e delle pulsazioni con il proprio medico curante o con il medico specialista.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Parametri rilevati	Peso corporeo
Struttura	In vetro resistente
Unità di misura	Kg / lb
Portata	200 Kg / 450 lb
Divisione	da 0 a 100 kg – 100 grammi / da 0 a 220 lb – 0,2 lb da 100 a 150 kg – 200 grammi – da 220 lb a 450 lb – 0,5 lb
Display	A cristalli liquidi
Dimensione display	3,8”
Capacità di memoria	90 misure
Alimentazione	nr. 4 batterie alcaline da 1,5 V – tipo AA
Autonomia batterie	Circa 1 anno con due misurazioni del peso al giorno
Spegnimento	Automatico dopo 5 secondi
Dimensioni	300 (L) x 300 (P) x 31 (A) mm
Peso	2,1 kg (batterie incluse)
Temperatura di utilizzo	+10 °C ~ +40 °C – umidità relativa da 30% a 85%
Temperatura di conservazione	-20 °C ~ +70 °C – umidità relativa da 10% a 95%
Pressione atmosferica di utilizzo	800 ~ 1060 hPa
Pressione atmosferica di conservazione	700 ~ 1060 hPa
Conessioni	Bluetooth® Ver.4.0 LE

INFORMAZIONI UTILI*

Controindicazioni e avvertenze	Tenere lontano dalla portata dei bambini. L'utilizzo su bambini deve avvenire sempre sotto il controllo e la supervisione di persone adulte.
Conservazione	Conservare il dispositivo in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
Manutenzione e pulizia	Per la pulizia del dispositivo, utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo né schiumoso.
Modalità di smaltimento	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli preghiamo attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.



CONFEZIONAMENTO PRIMARIO DEL DISPOSITIVO

Materiale	Cartone
Tipo di confezionamento	Singolo
Quantità per confezione	1 pezzo
Condizioni speciali di smaltimento	Nessuna

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

COMPONENTE	DESCRIZIONE	Pz / confezione
UC-352BLE	Bilancia elettronica da terra	1
Batterie	Batterie alcaline da 1,5 V – tipo AAA	4
Istruzioni d'uso	Manuale di istruzioni multilingue: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco e Cinese Mandarino	1

CRONOLOGIA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DESCRIZIONE	Data
1.0	Prima emissione della scheda tecnica da parte di Captotek S.r.l.	14.04.2025

AVVERTENZE

Questo documento è stato redatto da Captotek S.r.l in conformità alle specifiche tecniche del prodotto ed è sotto revisione.

È espressamente vietato apportare modifiche anche parziali al documento senza autorizzazione.